

CLUNIA® Zn Wipes



Formato:

10 e 100 Salviette

Caratteristiche:

- I benefici della formula di CLUNIA® Zn Maintenance Gel sommati agli effetti meccanici della frizione.
- Tessuto in rilievo - Migliore azione di pulizia.
- Il suo uso quotidiano aiuta la prevenzione della formazione di placca dentale.
- Forniscono zinco — Aiuta a mantenere struttura fisiologica delle gengive.
- Con taurina — Contribuisce al controllo dell'alitosi.
- Salviette che completano l'azione della soluzione impregnata con una pulizia meccanica.
- pH neutro.
- Resistenti e molto impregnate.
- Non macchia lo smalto dei denti.
- Non macchia le superfici di casa ed i tessuti.
- Sicuro — Ideale per un uso a lungo termine.

Salviette Facili da Utilizzare per un'Igiene Orale Altamente Efficaci e Sicure

Composizione:



Gluconato di Zinco	1,5%
Taurina	0,5%
Eccipienti	Csp

Uso consigliato:



- Usate quotidianamente, aiutano a mantenere una salute orale ottimale senza la necessità di spazzolare.
- Pulizia della cavità orale e dei denti.
- Rimozione meccanica dei detriti nella cavità orale grazie al suo tessuto in rilievo.
- Eliminazione dell'alitosi.
- Aumenta dell'effetto dell'igiene dentale professionale.
- Mantiene le gengive sane.
- Aiuta a ridurre la frequenza tra un'igiene dentale professionale e l'altra.

Modo d'Uso:



1. Avvolgere la salvietta nell'indice o con quello che si desidera applicare il prodotto.
2. Strofinare delicatamente su denti e gengive su entrambi i lati della bocca.
3. Ripetere tutti i giorni.

